


医療用吸引器 一般医療機器

再使用可能な汎用吸引チップ

Solution Tip

Spiral Water Flow



ST01(S)/(B)

機械器具32 医療用吸引器
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ JMDNコード:38749000
医療機器製造販売届出番号:15B3X10005000001

ソリューションチップ®

Solution Tip

Material : チタン合金

ストレートタイプ



Cat.No.

Spec

<全種共通>
全長:24.3mm
(接続時先端長:21mm)

ST01-S

管外形:φ0.7mm
管内径:φ0.5mm
先端内径:φ0.8mm
先端外形:φ1.0mm
チップ先端角:30°

ベントタイプ



ST01-B

<ベントタイプ>
曲げ角:15°
曲げ位置:先端から3mm



超音波ハンドピース用チップ

- 「チップ先端の内部に渦巻状の段を加工」することで核を内部で破碎し詰まりを無くしています。
- 渦巻状の段加工が吸引管内部に渦巻状の流体を発生させ安定した吸引が行えます。

チップレンチ



Cat. No.

TW01

- チップ取付け時は専用レンチをお使い下さい。



©2015B JMR co.,ltd.

<製造販売元>

JMR株式会社

新潟県新潟市西蒲区大原641
TEL:0256-78-7176,FAX:0256-86-1461
E-Mail:info@jmr-lab.com
製造販売業許可:15B3X10005