

医療用吸引器 一般医療機器

再使用可能な汎用吸引チップ

**Solution Tip** ターボ Type  
Spiral Water Flow




ST03(S)/(B)/(Z)

機械器具32 医療用吸引器  
一般医療機器 再使用可能な汎用吸引チップ JMDNコード:38749000  
医療機器製造販売届出番号:15B3X10005000001

# ソリューションチップ®

## — Solution Tip ターボ Type —

Material : チタン合金

	Cat.No.	Spec
TB ストレートタイプ 	ST03-S	<全種共通> 全長:24.3mm (接続時先端長:21mm) 管外形:φ0.7mm 管内径:φ0.5mm 先端内径:φ0.8mm 先端外形:φ0.9mm
TB ベントタイプ 	ST03-B	<ストレートタイプ> チップ先端角:20° <ベントタイプ> チップ先端角:20° 曲げ角:10° 曲げ位置:先端から4.5mm
TB ゼロタイプ 	ST03-Z	<ゼロタイプ> チップ先端角:0°

### 超音波ハンドピース用チップ

- 「チップ先端の内部に渦巻状の段を加工」することで核を内部で破碎し詰まりを無くしています。
- 渦巻状の段加工が吸引管内部に渦巻状の流体を発生させ安定した吸引が行えます。
- 推奨使用回数は20回以内です。

### チップレンチ



Cat. No.

TW01

- チップ取り付け時は専用レンチをお使い下さい。



©2016B JMR co.,ltd.

<製造販売元>

**JMR株式会社**

新潟県新潟市西蒲区大原641  
TEL:0256-78-7176,FAX:0256-86-1461  
E-Mail:info@jmr-lab.com  
製造販売業許可:15B3X10005

