

動脈留置針固定パッチ

A-ナマラン[®]
NAMARAN

新潟大学との共同開発品

Material：シリコンエラストマー

Cat.No.： AN01

Spec

幅： 20mm

長さ： 35mm

厚さ： 10mm

重さ： 2.5g



- 直接肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能です。
- シリコンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。体にやさしい素材です。
- 素材にはゴム弾性があるので留置針がA-ナマランに密着します。
- A-ナマランを用いて、留置針を適切な角度に保つことができます。



A-ナマランの挿入



留置針のA-ナマランへの密着

〈取扱総代理店〉

 **ジェイメディカル株式会社**

新潟市東区紫竹卸新町1808-22

TEL:025-272-3311, FAX:025-272-3321

専用ダイヤル:025-272-3855

専用メールアドレス: a-namاران@jeimedical.com

〈製造販売元〉

JMR株式会社



-スタジオ-

新潟県新潟市西蒲区大原641

TEL：0256-78-7176,

FAX：0256-86-1461

E-mail: info@jmr-lab.com

製造販売業許可：15B3X10005

〈製造元〉



サノア化成株式会社

新潟県佐渡市宮川837-1

TEL:0259-66-2462, FAX:0259-81-1005

製造業許可:15BZ200025

第一工場 ISO13485認証取得

登録番号：JQA-MD0094

登録活動範囲：カテーテル固定用パッチの製造