

動脈留置針固定パッチ

A-ナマラン Plus[®]

NAMARAN PLUS

Material：シリコンエラストマー


Cat.No.：AN03

Spec


幅：20mm
長さ：31.5mm
厚さ：8.4mm
重さ：1.8g
角度：12.5°



- 直接肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能です。
- シリコンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。体にやさしい素材です。
- 素材にはゴム弾性があるので留置針がA-ナマランPlusに密着します。
- A-ナマランPlusを用いて、留置針を適切な角度に保つことができます。



A-ナマランPlusの挿入



留置針のA-ナマランPlusへの密着

〈取扱総代理店〉

 **ジェイメディカル株式会社**


新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-22
TEL:025-272-3311, FAX:025-272-3321
専用ダイヤル:025-272-3855
専用メールアドレス:a-namaran@jeimedical.com

〈製造販売元〉

 **JMR株式会社**

-Aスタジオ-
新潟県新潟市西蒲区大原641
TEL:0256-78-7176, FAX:0256-86-1461
E-mail:info@jmr-lab.com
製造販売業許可:15B3X10005

〈製造元〉

 **サノアロー化成株式会社**

新潟県佐渡市宮川837-1
TEL:0259-66-2462, FAX:0259-81-1005
製造業許可:15BZ200025
第一工場 ISO13485認証取得
登録番号:JQA-MD0094
登録活動範囲:カテーテル固定用パッチの製造