


X線平面検出器用スタンド

かさあげくん[®]



Material : アルミ合金

Cat.No. : FP01


Spec

幅 : 465mm


長さ : 250mm

厚さ : 24mm


重さ : 850g



○ボードとフックはワンタッチで
着脱が可能です。



○座面から 70 ~ 220mmまで
50mm間隔での高さ調整が可能です。



○FPD(フラット・パネル・ディテクター) の位置決めの際、**4段階** に高さを調整し、
固定することができるので安定した撮影が可能です。

○アルミ合金を使用した軽量設計となっており、重さはわずか **850g** と取扱いが容易です。

<製造販売元>

JMR 株式会社



© 2014 B JMR co.,ltd.

-Aスタジオ-

新潟県新潟市西蒲区大原 6-4-1

TEL:0256-78-7176, FAX:0256-86-1461


E-mail:info@jmr-lab.com

製造販売業許可：15B3X10005

-Bスタジオ-

新潟県新潟市西蒲区漆山 8460-1

TEL:0256-77-8808, FAX:0256-77-8809



この方向にご送信ください。

登録注文 FAX用紙

FAX番号
0256-86-1461

☆太線の中の必須事項をお書き込みください。

年 月 日

JMR株式会社 Studio A 行
〒953-0054 新潟県新潟市西蒲区大原641
Tel: 0256-78-7176 担当 笹崎

登録内容

郵便番号	〒	
ご住所		
会社名	Tel/FAX 番号	
	TEL	
	FAX	
取引条件	締め日	
	支払日	

* お支払い方法は銀行振り込みのみとさせていただきます

eメール	
担当者名	ふりがな

取り扱い商品

X線平面検出器用スタンド かさあげくん
定価 32,000円 (1台入)

医療機器製造販売 届出番号 15B3X10005000014

* 登録先業者様への販売価格は24,000円 (1台入)での販売とさせていただきます (消費税別)
(未登録先への販売は定価販売とさせていただきます)

ご注文内容

X線平面検出器用スタンド かさあげくん	台
---------------------	---