



機械器具58 整形用器械器具

一般医療機器 整形外科用カリパ JMDNコード：35788000

届出番号：15B3X10005000025

リノメジャー

Rhino measure



Material:アルミ

Spec

幅 :16mm

長さ:140mm

高さ:59mm

測定範囲

高さ 0~40mm

長さ 20~70mm

〈製造販売元〉



MEDICAL SOLUTION

JMR 株式会社

新潟県新潟市西蒲区漆山8460-1

TEL:0256-77-8808

FAX:0256-77-8809

E-mail:info@jmr-lab.com

許可番号 15B1X10003



<http://jmr-lab.co.jp>

PAT.P

20171218