

静脈留置針固定パッチ

V-ナマラン[®] NAMARAN

Material：シリコーンエラストマー


Cat.No.：VN01

Spec


幅：20mm
長さ：32mm
厚さ：5mm
重さ：0.5g
角度：7.5°



- 直接肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能です。
- シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。体にやさしい素材です。
- 素材にはゴム弾性があるので留置針がV-ナマランに密着します。
- V-ナマランを用いて、留置針を適切な角度に保つことができます。




V-ナマランの挿入



留置針のV-ナマランへの密着

〈取扱総代理店〉

 **ジェイメディカル株式会社**


新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-22
TEL:025-272-3311, FAX:025-272-3321
専用ダイヤル:025-272-3855
専用メールアドレス: a-namaran@jeimedical.com

〈製造販売元〉

 **JMR株式会社**

-Bスタジオ-
新潟県新潟市西蒲区漆山8460-1
TEL:0256-77-8808, FAX:0256-77-8809
E-mail: info@jmr-lab.com
製造販売業許可: 15B1X10003

〈製造元〉

 **サンアロー化成株式会社**

新潟県佐渡市宮川837-1
TEL:0259-66-2462, FAX:0259-81-1005
製造業許可: 15BZ200025
第一工場 ISO13485認証取得
登録番号: JQA-MD0094
登録活動範囲: カテーテル固定用パッチの製造