




JMR株式会社

日本の匠の技術の世界へ
医療現場の声をカタチにします

医療現場の「こんな欲しい」にお応えします



- ・ 医療機器製造販売
- ・ OEM
- ・ 医療コンサルティング
- ・ 医療ビジネスコーディネート

医学・医療機関や行政・各省庁との連携した開発だけでなく、技術を持った各種製造メーカーの医療分野参入への橋渡しとして「医学機関とメーカー」「行政・各省庁とメーカー」など、医療機器・福祉機器の開発に携わる企業や人を的確につなぎ、スムーズな流れをつくります。

医療における「こんな欲しい」を形にし、医師にも病气と闘う患者にもやさしい医療機器・福祉機器を提供していきます。

お問い合わせ

製品の詳細情報や、サンプル品の請求などがありましたら、弊社営業担当、または左記窓口までお気軽にお問い合わせください。

※製品の仕様などは予告なく変更する可能性があります

FAX 0256-77-8809
MAIL info@jmr-lab.com
URL http://jmr-lab.co.jp

CONTACT




http://jmr-lab.co.jp



JMR株式会社

〈Aスタジオ〉
〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原641
TEL: 0256-78-7176 FAX: 0256-86-1461
医療機器製造販売業 許可番号: 15B3X10005


〈Bスタジオ〉
〒953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山8460-1
TEL: 0256-77-8808 FAX: 0256-77-8809
高度管理医療機器等販売業及び賃貸業 許可番号: 新市第 835 号
医療機器製造業登録番号: 15BZ200029
医療機器修理業許可番号: 15BS200093



MEDICAL SOLUTION

Needle Holders

持針器



Kaisendo シリーズ

持針器シリーズの特徴

SERIES LINEUP



コバルトクロム合金チップ

Cobalt-chromium alloy **PINK GOLD**

「擦り減り防止」のため、持針器の先端(縫合針・糸の把持面)にコバルトクロム合金チップが貼り付けてあります。



ダイヤモンドダスト

Diamond dust **PINK GOLD**

先端にダイヤモンドダストを散りばめた表面加工を施しています。8-0 から 10-0 の縫合糸への使用に適します。

持針器シリーズの区分・選び方

HOW TO SELECT

一般外科 / 微小外科

SURGERY

- 一般外科用(全16種類)、セミマイクロ用(全2種類)、マイクロサージェリー用(全5種類)のラインナップがあります。マイクロサージェリー用はダイヤモンドダストタイプです。
- マイクロサージェリー用は、直径2mm前後の血管や神経の縫合を縫合針(3mm前後)、縫合糸を用いて使用します。また眼科医の方が、眼部の組織の縫合に使用します。

型・長さ・先端形状

TYPE・LENGTH・TIP SHAPE

- 先生の好みや、使用する針の長さなどに応じて、使用する持針器を選びます。
- 一般的に、皮膚などの人体表面に近いところの部位には短い器具を使用し、腹部などの深い部位には長い器具を使用します。

LENGTH



TYPE



ヘガール型

マッチュー型

TIP SHAPE



0.2mm

0.5mm

先端溝の大きさ

一般外科用持針器

ヘガールタイプ	品名	全長	先端タイプ	注文番号
TN-001	C/C メーヨ・ヘガール	14cm	0.5mm チップ付	TN-001
		16cm	0.5mm チップ付	TN-002
TN-003	C/C クライル・ウッド	15cm	0.4mm チップ付	TN-003
		18cm	0.4mm チップ付	TN-004
	C/C オールセン・ヘガール	14cm	0.5mm チップ付 剪刀付	TN-005
TN-006	C/C ヘガール・バスキュラー	14cm	0.3mm チップ付	TN-006
	C/C マイクロ・バスキュラー	15cm	0.3mm チップ付	TN-007
TN-008	C/C ライダー・ミニマイクロ	13cm	0.3mm チップ付	TN-008
		15cm	0.3mm チップ付	TN-009
	C/C コンバース・マイクロ	11.5cm	0.4mm チップ付	TN-010
	C/C デルフ	12.5cm	0.4mm チップ付	TN-011
	C/C ハルシー	13.5cm	0.4mm チップ付	TN-012
	C/C ウェブスター	13cm	フラットチップ付	TN-013
	C/C バームガートナー	14cm	0.4mm チップ付	TN-014
	C/C 形成特殊	12.5cm	0.2mm チップ付	TN-015
マッチュータイプ	C/C 丹下式	17cm	0.4mm チップ付 先曲	TN-021

セミ・マイクロ用持針器

	品名	全長	先端タイプ	注文番号
	C/C マイクロ・カストロ	14cm	0.3mm チップ付 曲型・平柄・ロック付	TN-016
	C/C マイクロ・ビューホー	14.5cm	0.3mm チップ付 アングル・平柄・ロック付	TN-022

マイクロサージェリー用持針器

ダイヤモンドダスト



品名

D/D カストロ
ビューホー
先細マイクロ

全長	先端タイプ	注文番号
14cm	曲型・平柄	TN-017



品名

D/D カストロ
ビューホー
ライダーマイクロ

全長	先端タイプ	注文番号
14cm	曲型・平柄	TN-018
14cm	曲型・平柄 ロック付	TN-030



品名

D/D
バラックマイクロ

全長	先端タイプ	注文番号
13cm	曲型・丸柄	TN-019
11cm	曲型・丸柄	TN-020