

JMRのデバイスメンテナンス Instrument & Device Maintenance

1. Coating コーティングサービス

お預かりした各種鋼製小物に、コーティングを行います。
多くの器具を管理する手術室や中央管理室で「診療科別」「術式セット別」などを
カラーリングで識別することもできます。

●エポキシカラーコーティング



●PVDコーティング



2. Laser Marking レーザーマーキング

お預かりした各種鋼製小物に、レーザーでマークを施します。
お名前・ロゴマーク・セット別のマーク入れなどにも
ご利用いただけます。ご希望に沿ったサイズで
マーク位置をお選びいただけます。



お好きな場所に
ご指定の文字列をマークできます。

3. Repair service 修理サービス

Device
Maintenance
JMR



修理後

修理前




刃の拡大画像

※再度研磨による刃付け
滑らかに鋭く研ぎ上げ



刃の拡大画像


※使用を繰り返すことにより
ガタガタと刃が傷んでくる



修理後



修理後



修理後



修理後

- ・ 剪刀再研磨
- ・ 鉗子かみ合わせ調整
- ・ 持針器かみ合わせ調整
- ・ ノミ再研磨
- ・ 各種先端調整
- ・ 持針器チップ交換

修理、調整が必要と思われる箇所をご相談ください。
難易度により当社規定価格をお見積りします。
お気軽にお問合せください。

E-mail : info@jmr-lab.com

☎「メンテナンスの件で」とメールをください

TEL : 0256-77-8808

☎「メンテナンスの件で」とお電話ください



Japan Medical Research

JMR株式会社

〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061

TEL:0256-77-8808 FAX:256-77-8809

医療機器製造販売許可：15B1X10003

医療機器修理業許可：15BS200138