

動脈留置針固定パッチ

A-ナマラン Plus[®]

NAMARAN PLUS

Material：シリコンエラストマー

Cat.No.：AN05 (20個/箱)

Spec

幅：20mm

長さ：31.5mm


厚さ：8.4mm

重さ：1.8g


角度：12.5°



- 直接肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能です。
- シリコンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。体にやさしい素材です。
- 素材にはゴム弾性があるので留置針がA-ナマランPlusに密着します。
- A-ナマランPlusを用いて、留置針を適切な角度に保つことができます。



A-ナマランPlusの挿入



留置針のA-ナマランPlusへの密着

〈取扱総代理店〉

CROSSWILL

クロスウィルメディカル株式会社 MEDICAL

新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-22

TEL:025-272-3311 FAX:025-272-3321

専用ダイヤル:025-272-3855

専用メールアドレス:namaran@jeimedical.com

〈製造販売元〉



JMR株式会社

Japan Medical Research

新潟県新潟市西蒲区大原3061

TEL:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809

E-mail:info@jmr-lab.com

製造販売業許可:15B1X10003

〈製造元〉



サンアロー化成株式会社

第一工場

新潟県佐渡市栗野江1550番地

TEL:0259-66-4100 FAX:0259-66-3124

製造業許可:15BZ200025

第一工場 ISO13485認証取得

登録番号:JQA-MD0094

登録活動範囲:カテーテル固定用パッチの製造