

静脈留置針固定パッチ

V-ナマラン[®] NAMARAN

Material： シリコンエラストマー

Cat.No.： VN01

Spec


幅： 20mm

長さ： 32mm


厚さ： 5mm

重さ： 0.5g


角度： 7.5°



- 直接肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能です。
- シリコンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。体にやさしい素材です。
- 素材にはゴム弾性があるので留置針がV-ナマランに密着します。
- V-ナマランを用いて、留置針を適切な角度に保つことができます。



V-ナマランの挿入



留置針のV-ナマランへの密着

〈取扱総代理店〉

CROSSWILL
MEDICAL

クロスウィルメディカル株式会社

新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-22

TEL:025-272-3311 FAX:025-272-3321

専用ダイヤル:025-272-3855

専用メールアドレス: namaran@jeimedical.com

〈製造販売元〉



JMR株式会社

新潟県新潟市西蒲区大原3061

TEL:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809

E-mail: info@jmr-lab.com

製造販売業許可: 15B1X10003

〈製造元〉



サンアロー化成株式会社

第一工場

新潟県佐渡市栗野江1550番地

TEL:0259-66-4100 FAX:0259-66-3124

製造業許可: 15BZ200025

第一工場 ISO13485認証取得

登録番号: JQA-MD0094

登録活動範囲: カテーテル固定用パッチの製造