

■スターターズキット

外科医を目指すドクターのためのスターズキット！！



製品仕様

品番	商品名	仕様
TP-004	アドソン ピンセット	全長 12cm・有鉤
TN-013	C/Cウェブスター持針器	全長 13cm・フラットチップ付
TS-010	形成剪刀	全長 12cm・刃先スタンダード・曲型
TC-001	専用滅菌ケース	W254mm×D152mm×H19mm


■形成外科用鑷子

品番 **-*** P(ピンク)
-* B(ブラック)



■マイクロサージェリー用剪刀

品番 **-*** P(ピンク)
-* B(ブラック)



品番	商品名	全長	先端形状	タイプ
TS-014	マイクロ剪刀	12cm	曲型	丸柄・スーパーカット+超硬
TS-020	マイクロ剪刀	14cm	曲型	丸柄・スタンダード
TS-021	マイクロ剪刀	10cm	曲型	平柄・スタンダード

■プロフェッショナルキット

眼瞼など繊細な手術のためのプロ仕様キット



製品仕様

品番	商品名	仕様
TP-020	形成スーパーデリケートピンセット	全長 11.5cm・有鉤・PH付
TN-016	C/C マイクロ・カストロ持針器	全長 14cm・チップ付・先曲平柄・ロック付
TS-005	アイリス剪刀(眼科剪刀)	全長 11.5cm・刃先スーパーカット・曲型
TC-001	専用滅菌ケース	W254mm×D152mm×H19mm

品番	商品名	全長	有鉤	特徴	★キットに含む
TP-001	マッカンドー ピンセット	15.5cm	—		
TP-002	マッカンドー ピンセット	15.5cm	○		
TP-003	アドソン ピンセット	12cm	—		
TP-004	アドソン ピンセット	12cm	○		★
TP-005	アドソン・ロング ピンセット	15cm	—		
TP-006	アドソン・ロング ピンセット	15cm	○		
TP-008	アドソン・マイクロ ピンセット	12cm	○		
TP-017	形成デリケートピンセット	11.5cm	—		
TP-018	形成デリケートピンセット	11.5cm	○		
TP-019	形成スーパーデリケートピンセット	11.5cm	—	PH付	
TP-020	形成スーパーデリケートピンセット	11.5cm	○	PH付	★
TP-030	アドソンフックピンセット	12.5cm	—	先端フック	
TP-031	フックピンセット	12.5cm	—	先端フック	

■マイクロサージェリー用鑷子

品番 **-*** P(ピンク)
-* B(ブラック)



※マイクロサージェリー用鑷子は、全て無鉤

品番	商品名	全長	特徴
TP-013	精密ピンセット	11cm	No.4
TP-014	精密ピンセット	11cm	No.5
TP-015	精密ピンセット	10.5cm	先端φ0.2mm
TP-016	精密ピンセット	10.5cm	先端φ0.3mm
TP-032	マイクロ鑷子	11cm	先端φ0.3mm・直型
TP-033	マイクロ鑷子	11cm	先端φ0.3mm・曲型45°

■ 形成外科用剪刀

品番 **-*** P(ピンク)
-* B(ブラック)



TS-005 P
アイリス剪刀 (眼科剪刀)



TS-005 B
アイリス剪刀 (眼科剪刀)



TS-010 P
形成剪刀



TS-010 B
形成剪刀

品番	商品名	全長	先端形状	タイプ	★キットに含む
TS-003	メッツェンバーム剪刀	14.5cm	曲型	スーパーカット	
TS-004	メッツェンバーム剪刀	16cm	曲型	スーパーカット	
TS-005	アイリス剪刀 (眼科剪刀)	11.5cm	曲型	スーパーカット	★
TS-006	形成剪刀	13cm	曲型	スーパーカット	
TS-007	デリケート剪刀	11cm	曲両尖	スーパーカット	
TS-008	C/Gエクセル・形成剪刀キルナー	10.5cm	曲型	スーパーカット+超硬	
TS-009	形成剪刀キルナー	10.5cm	曲型	スーパーカット	
TS-010	形成剪刀	12cm	曲型	スタンダード	★

■ 形成外科用持針器

品番 **-*** P(ピンク)
-* B(ブラック)



TN-013 P C/Cウェブスター持針器



TN-013 B C/Cウェブスター持針器

品番	商品名	全長	先端タイプ	★キットに含む
TN-001	C/Cメーヨ・ヘガール持針器	14cm	チップ付	
TN-003	C/Cクライル・ウッド持針器	15cm	チップ付	
TN-010	C/Cコンバース・マイクロ持針器	11.5cm	チップ付	
TN-013	C/Cウェブスター持針器	13cm	フラットチップ付	★
TN-021	C/C丹下式持針器	17cm	チップ付 先曲	

■ マイクロ持針器

品番 **-*** P(ピンク)
-* B(ブラック)



TN-016 P C/Cマイクロ・カストロ持針器



TN-016 B C/Cマイクロ・カストロ持針器

品番	商品名	全長	先端タイプ	★キットに含む
TN-016	C/Cマイクロ・カストロ持針器	14cm	チップ付 先曲・平柄・ロック付	★
TN-022	C/Cカストロ・ビューホー持針器	14.5cm	チップ付 アングル・平柄・ロック付	

お問合せ

製品の詳細情報や サンプル品の請求などがありましたら、弊社営業担当、または右記窓口までお気軽にお問合せください。

※製品の仕様などは予告なく変更する可能性があります。本カタログに掲載している写真はイメージです。マークの位置等変更する場合がございます。

TEL 0256-77-8808
FAX 0256-77-8809
MAIL info@jmr-lab.com
URL https://jmr-lab.co.jp

JMR株式会社
新潟県新潟市西蒲区大原3061
製造販売業許可：15B1X10003



金物の街 燕三条とのコラボレーション
燕医療機器研究会の技術を世界へ
医療現場の声を形にします。



Japan Medical Research

