

A- ナマラン Plus®

A- ナマラン プラス

器械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテル固定用パッチ
JMDN : 70328000 届出番号 : 15B1X10003000022




Cat.No. A N 0 5
Size 幅 2 0 . 0 mm
長さ 3 1 . 5 mm
厚さ 8 . 4 mm
重さ 1 . 8 g
角度 1 2 . 5 °
材質 シリコンエラストマー


動脈留置針固定パッチ



- ◎ 直接肌にフィット 安定した固定可能
- ◎ アレルギーを起こさないシリコン製 体に優しい素材です
- ◎ 柔らかいのでしっかりと針に密着します



Aラインを留置し A- ナマラン Plusをはさむ



フィルムドレッシングで固定し適切な角度を維持

CROSSWILL

クロスウィルメディカル株式会社 **MEDICAL**

新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-22

TEL:025-272-3311 FAX:025-272-3321

専用ダイヤル:025-272-3855

専用メールアドレス: namaran@jeimedical.com



Japan Medical Research

JMR株式会社

TEL : 0256-77-8808

FAX : 0256-77-8809

E-mail : info@jmr-lab.co.jp

HP : <https://jmr-lab.co.jp/>



第1種医療機器製造販売業許可
医療機器製造業登録

15B1X10003
15BZ200055

202410